

DAVID xf

finest masterbrushes for ceramic work



- Der Pinsel mit der **extrafeinen** Spitze, hergestellt aus der **besten Kolinsky-Rotmarder-Haarqualität**



- Angenehm **leicht** und **perfekt ausbalanciert** für ermüdungsfreies Arbeiten
- **DAVID** – Pinsel für **höchste** Ansprüche

finest masterbrushes for ceramic work

DAVID # D-7.1 xf Keramikpinsel



DAVID # D-9.1 xf Keramikpinsel



- **DAVID xf-Kolinsky** – Naturhaarpinsel – mit extrafeiner Spitze.
- **xf** bedeutet: mit einem einzigen Pinsel die Keramik schnell auftragen und in Form bringen, mit der präzisen Spitze die Details schichten und die Form verfeinern.
- Die extrafeine, präzise und längere Pinselspitze eignet sich perfekt zum Schichten feinsten inzisaler Details und Mamelons, sowie von Kauflächen und Fissuren.
- Die DAVID **xf** Sondergrößen **7.1** und **9.1** mit vergrößertem Haarvolumen führen durch diese Optimierung zu erhöhter Festigkeit in der Pinselspitze.
- Das vergrößerte Wasserreservoir dieser beiden DAVID **xf** Pinsel reguliert optimal den Feuchtigkeitshaushalt zwischen Pinselspitze und der zu schichtenden Keramik.

Die **DAVID-Kolinsky**-Serie bietet für jede Anwendung den idealen Pinsel:



- Hochwertigste Verarbeitung – angenehm leicht – stylish.
- Fein konturierte Pinselspitzen mit idealer Festigkeit, die jede Arbeitsweise unterstützen.

Die passende Alternative für alle, die **Synthetik-Pinsel** bevorzugen:



Weitere Pinsel siehe unter www.labioniq.com