

LUCY finest masterbrushes Synthetic



Die passende Alternative für alle,
die Synthetikpinsel bevorzugen!

LUCY	# L-1	StainBrush	Keramikpinsel – Malfarbenpinsel
LUCY	# L-2	StainBrush	Keramikpinsel – Malfarbenpinsel
LUCY	# L-4	Touchup	Keramikpinsel
LUCY	# LO	Opaque	Opaquerpinsel
LUCY	# L-6		Keramikpinsel
LUCY	# L-8		Keramikpinsel
LUCY	# LB	BigBrush	Keramikpinsel mit Metallkugeln

- **Black Synthetic – Kunsthaar 6.0** – in Perfektion!
- Hochwertigste Verarbeitung – angenehm leicht – stylish.
- Die schwarzen Synthetikpinsel sind der optimale Kontrast zur angemischten Keramik.
- LUCY ist die Lösung für Zahntechniker die Veganer sind und für die Tierschutz ein Thema ist.
- Die preisgünstigere Lösung für hohe Ansprüche.
- Preise vergleichen – probieren – von der Qualität überzeugt sein!

DAVID finest masterbrushes Kolinsky

DAVID xf Der Pinsel mit der extrafeinen Spitze



D-1 # D-2 # D-4 # DO # D-6 # D-8 # DB

Für jede Anwendung den passenden Pinsel!

DAVID # D-1	StainBrush	Keramikpinsel – Malfarbenpinsel
DAVID # D-2	StainBrush	Keramikpinsel – Malfarbenpinsel
DAVID # D-4	Touchup	Keramikpinsel
DAVID # DO	Opaque	Opaquerpinsel
DAVID # D-6		Keramikpinsel
DAVID # D-8		Keramikpinsel
DAVID # DB	BigBrush	Keramikpinsel mit Metallkugeln

- **DAVID-Kolinsky** – Naturhaarpinsel – beste ausgesuchte **Premiumqualität!**
- Hochwertigste Verarbeitung – angenehm leicht – stylish.
- Fein konturierte Pinselspitzen mit idealer Festigkeit, die jede Arbeitsweise unterstützen.
- Grösse 4, 6, 8 und BigBrush mit idealem Wasserdepot.
- Must-have für jeden ambitionierten Keramiker.
- Bestes Preis-/Leistungsverhältnis.
- Preise vergleichen – probieren – von der Qualität überzeugt sein!

- DAVID # D-7.1 xf Keramikpinsel
- DAVID # D-9.1 xf Keramikpinsel



- **DAVID xf-Kolinsky** – Naturhaarpinsel – mit extrafeiner Spitze.
- Die extrafeine, präzise und längere Pinselspitze eignet sich perfekt zum Schichten feinsten inisaler Details und Mamelons.
- DAVID xf gibt es in den Sondergrössen 7.1 und 9.1 bei denen das vergrößerte Haarvolumen zur erhöhten Festigkeit in der Pinselspitze notwendig ist und entsprechend optimiert wurde.
- Die feine Spitze ist auch ideal zum Gestalten von Kauflächen und Fissuren.
- Das vergrößerte Wasserreservoir dieser beiden DAVID xf Pinsel reguliert optimal den Feuchtigkeitshaushalt zwischen Pinselspitze und der zu schichtenden Keramik.
- **xf** bedeutet: mit einem einzigen Pinsel die Keramik schnell auftragen und in Form bringen, mit der präzisen Spitze die Details schichten und die Form verfeinern.