



# modelling wax

моделировать с iO

- превосходные моделировочные свойства перед нанесением мельчайших структур до создания целой формы зуба
- приятные для глаза цвета с оптимальным контрастом
- быстрое отверждение дает возможность рациональной работы
- высокая точность прилегания благодаря незначительной усадке воска
- отличные свойства для скобления и фрезерования
- простое применение
- широкий спектр применения

## Области применения

все

все + прессованная керамика

все



# modelling wax

## Универсальное восковое решение для Ваших моделировочных работ

Примеры / возможности применения:



1  
анатомическая восковая жевательная поверхность



2  
wax-up для коронок имплантатов



3  
полноанатомическая моделировка ведет



4  
... к оптимальному созданию каркаса



5  
первичная конструкция балки



6  
вторичная конструкция балки



7  
идеален для прессованной керамики и CAD/CAM



8  
отфрезерованный абатмен имплантата



9  
вначале все проконтролировать



10  
... затем уменьшить на 1,5 мм



11  
обсуждение эстетики с пациентом



12  
диагностический wax-up

### modelling wax

modelling wax		dolphin grey	#mwdg 010	75 г
modelling wax		sunny orange	#mwso 020	75 г
modelling wax		sahara beige	#mwsb 030	75 г

[www.LABiONiQ.com](http://www.LABiONiQ.com)